

Link do produktu: <https://sklep.corfarb.pl/oxyline-filter-service-polmaska-filtrujaca-x-210-ffp2-nr-d-medyczna-typ-ii-r-p-13474.html>



OXYLINE Filter Service Półmaska filtrująca X 210 FFP2 NR D – Medyczna Typ II R

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Kod producenta	X210VFFP2NRD

Opis produktu

OXYLINE Filter Service Półmaska filtrująca X 210 FFP2 NR D – Medyczna Typ II R

Półmaska filtrująca Filter Service X 210 FFP2 NR D – Profesjonalna Ochrona Medyczna i Przemysłowa

Szukasz niezawodnej ochrony, która łączy cechy zaawansowanej maski przeciwpyłowej z rygorystycznymi standardami wyrobów medycznych? **Półmaska filtracyjna X 210 FFP2 NR D** to innowacyjne rozwiązanie typu **II R**, zaprojektowane z myślą o maksymalnym bezpieczeństwie personelu medycznego, pacjentów oraz pracowników przemysłowych. Dzięki skuteczności filtracji bakterii (**BFE**) na poziomie $\geq 98,0\%$, stanowi skuteczną barierę przed drobnoustrojami i szkodliwymi aerozolami.

Podwójna Certyfikacja: Środek Ochrony Indywidualnej i Wyrób Medyczny

Model X 210 to produkt unikalny na rynku, spełniający jednocześnie dwie kluczowe normy:

- EN 14683:2019 (Typ II R):** Gwarantuje najwyższą ochronę przed przesiąkaniem płynów ustrojowych oraz wysoką wydajność filtracji bakteryjnej. Idealna do sterylnych warunków leczenia.
- EN 149:2001 + A1:2009:** Potwierdza skuteczność ochrony układu oddechowego przed pyłami, dymami i mgłami (klasa FFP2).

Zastosowanie w Środowisku Medycznym

Półmaska X 210 została stworzona do pracy w miejscach o wysokim ryzyku infekcyjnym. Skutecznie zasłania usta, nos oraz brodę, ograniczając transmisję czynników zakaźnych. Jest odporna na rozpryski krwi i innych potencjalnie zakaźnych płynów, co czyni ją niezbędnym elementem wyposażenia podczas procedur chirurgicznych i diagnostycznych.

Ochrona Przemysłowa i Przeciwyłowa

Poza medycyną, maska doskonale sprawdza się w ochronie przed aerozolami cząstek stałych i ciekłych (mgły). Może być

stosowana wszędzie tam, gdzie stężenie fazy rozproszonej nie przekracza **10 x NDS**. Oznaczenie **D** (test pyłem dolomitowym) potwierdza, że maska zachowuje niskie opory oddychania nawet w warunkach dużego zapylenia.

Komfort i Wykonanie

Konstrukcja maski opiera się na wielowarstwowym polipropylenie, który zapewnia lekkość i trwałość.

- **Zacisk nosowy:** Wzmocniony dwoma drutami stalowymi dla idealnego dopasowania.
- **Uszczelka nosowa:** Wykonana z miękkiej pianki poliuretanowej, zapobiega parowaniu okularów.
- **Taśmy nagłowia:** Stabilne mocowanie z tworzywa sztucznego gwarantuje, że maska nie przesuwa się podczas ruchu.

Specyfikacja techniczna w pigułce:

- **Klasa ochrony:** FFP2 NR D
- **Typ maski medycznej:** II R
- **Skuteczność BFE:** $\geq 98\%$
- **Czas użytkowania:** do 8 godzin (jednorazowa)
- **Zgodność:** Rozporządzenie (UE) 2017/745 (Medyczne) oraz 2016/425 (BHP)

Dokumenty

[Instrukcja - instrukcja półmaski X 210 FFP2 NR D](#)

[Instrukcje - instrukcja półmasek](#)

[Karta katalogowa - X210FFP2NRD](#)

[Deklaracja zgodności - X210FFP2NRD](#)